



PRZYKŁADY TERAPII SALUS-TALENT

Dolegliwości bólowe	Częstotliwość (Hz)	Intensywność	Tryb	Czas zabiegu
Okolice kości krzyżowej	10-20 Hz	40-50 %	M3, A3	10 min
Odcinek szyjny	3-5 Hz	>80 %	M1, A1	10 min
Kolano	5-10 Hz	>80 %	M2, A1	10 min
Plecy	30-50 Hz	50-60 %	M4, A3	10 min
Bark	3-5 Hz	>70 %	M1, A1	10 min
Odcinek piersiowy	3-5 Hz	50-70 %	M1, A1	10 min
Łokieć	3-5 Hz	50 %	M1, A1	10 min
Nerwoból	10-20 Hz	50-60 %	M3, A3	10 min